

MED/MPD Tester

Diagnostisk enhet för exakt UV-ljusbehandling

Produktöversikt

MED-TESTER mini är en pålitlig och enkelanvänd enhet som spelar en central roll inom professionell fototestning. Genom att exponera huden för en rad UV-nivåer kan den exakt fastställa en patients minimala erytemdos (MED) och maximala initialdos. Detta gör det möjligt för läkaren att utveckla en individuell och optimerad terapiplan, där behandlingsdosen är effektiv samtidigt som risken för biverkningar minimeras. Dessutom är enheten särskilt användbar för att förbereda patienter för UV-hemterapiapplikationer, vilket ger en säker och välplanerad behandling.

Den robusta designen säkerställer en lång livslängd, medan den kraftfulla UV-ljuskällan garanterar exakta och pålitliga testresultat. Tack vare det löstagbara fästet är rengöring både snabb och smidig, vilket bidrar till en hög hygienstandard i klinisk användning.



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!

www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu

Precision och säkerhet

Fastställer MED och maxdos för att optimera behandlingen och minimera biverkningar.

Enkel hantering och underhåll

Löstagbart fäste för snabb rengöring och robust design för lång livslängd.

Specifikationer

Lampor	
Spektrumvarianter	MPD-Tester Mini (UVA), MED-Tester Mini (UVB 311nm smalband)
Kraft	
Volt	100V - 230V, 50HZ
Energiförbrukning	15W
Dimensioner	
Höjd	48mm
Bredd	317mm
Djup	52mm
Vikt	460G (enhet) + 720g (plug)
Paketets innehåll	UV-testenhet med integrerad timer, diagnostisk tillbehör, UV-skyddsglasögon, användarmanual, enhetscertifikat



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!

www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu