

N-LINE T

Denna mobila terapimaskin är designad för professionell behandling av händer och fötter.

Produktöversikt

Denna avancerade ljusterapimaskin är utrustad med fyra separata lampgrupper, var och en med sensorobservation och realtidsdosering för optimal behandling.

Maskinen innehåller 36 lågtryckslampor och är designad för att ge speciellt homogen strålning, utan förlust av ljus tack vare dess dubbelradarrangemang. Behandlingstiden beräknas på en bråkdel av sekund, och en automatisk avstängning säkerställer säker användning.



Egenskaper

1. Individuell behandling av händer och fötter och genom smart rotation av de nedre modulerna, sker behandling av underbenen.



2. Tack vare modern mikrokontrollerdrift sker dosering individuellt för varje modul, vilket möjliggör precis strålning samtidigt.



Realtids dosering | Elektrisk start | Riktad behandling | Reflekterande paneler | Flexibilitet Ergonomisk | Lättanvänd | Kraftfull | Säker | Vatten & smutsavvisande skärm | Justerbar



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!

www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu

Justerbar

För extra flexibilitet är maskinen mobil och justerbar, med en vertikalt justerbar fotpanel och automatisk detektering av modulriktning.

Ergonomisk

Den är dessutom ergonomiskt utformad för att vara skonsam mot ryggraden och bekväm för patienten.

Förinställd dosering

Maskinen är konstruerad för högsta säkerhet med förinställda doseringsgränser och skydd mot återstrålning.

Kristallklar skärm

Rengöringen är både snabb och enkel tack vare holodriskar akrylglasskivor

Specifikationer

Kraft	
Volt	230V, 50Hz
Energiförbrukning	600VA
Dimensioner	
Höjd	134cm
Bredd	97cm
Djup	75cm
Vikt	50kg



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!
www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu