

OCTADERM

En bekväm och mobil UV-behandlingsenhet för hela kroppen med sensorstyrd dosimetri i realtid.

Produktöversikt

OCTADERM är en maskin för helkroppsfototerapi som ansluts till vanliga eluttag. Den erbjuder UV-fototerapins bekvämlighet och terapeutiska effektivitet i en slimmad design med olika lampkonfigurationer.

Denna produkt riktar sig till professionella användare med begränsat utrymme och behandling i hemmet för patienter som behöver helkroppsterapi. Varje OCTADERM använder dosimetri i realtid för att ge korrekt, pålitlig och säker behandling.



Egenskaper

1. OCTADERM är utrustad med en enkel kontroll av industriell kvalitet, fysiska soft-touch-knappar och en digital display.



2. Ange dosering och enheten beräknar automatiskt behandlingens längd. Enkel att använda, kompakt & möjlig för hemmabruk



Dose Sense | Lätthanterlig | Helkroppsbbehandlande | Elektronisk start | Kompakt design | Komfort | Direktreflekterande lampor | Vatten & smutsavvisande skärm | Enkel & säker hantering | Mobil | Enkel att montera ihop



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!

www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu

Lampor	8 x 180 cm 100 W
Spektrum	UVA (PUVA), UVA-1, UVB-311nm (smalband), UVB (bredband)
Kraft	
Volt	230V, 50Hz
Energiförbrukning	1550VA
Dimensioner	
Höjd	195cm
Bredd	69cm
Djup	69cm
Vikt	35,5 kg
Egenskaper	
Dose-Sense	Dosimetri i realtid för tillförlitliga resultat
Reflex-Pro	Reflekterande paneler maximerar lampans effektivitet och kortare behandlingstid.
Kristallklar skärm	Den kristallklara polymerskärmen skyddar lamporna från smuts och skador.
Elektronisk start	Trots sin kompakta storlek använder varje lampa elektroniska starter. Användare drar nytta av minskad energiförbrukning och ökad livslängd på lamporna.
Nödbrytare	Nödströmbrytare på framsidan
Nyckellås	Lås för att förhindra obehörig åtkomst
Gränssnitt	OCTADERM är utrustad med en enkel kontroll av industriell kvalitet, fysiska soft-touch-knappar och en digital display. Du anger doseringen och enheten beräknar automatiskt behandlingslängden. På varandra följande sekvenser kan förinställas för oavbrutna behandlingar fram och bak.
Rörlighet	Integrerade hjul



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!
www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu