

WOOD'S LAMP

Den lilla och behändiga enheten för fluorescensdiagnostik.

Produktöversikt

WOOD'S LAMP är en diagnostisk anordning som möjliggör detektering av fluorescens i huden för att diagnostisera oansenliga lesioner och pigmentförändringar.

Den svarta ljuskällan möjliggör snabb och enkel undersökning av huden. UVA-ljuskällan (365 nm) kan användas för att visualisera aktiniska keratoser, ytliga och solida basalcellscancer. Det är ett utmärkt verktyg när det används i samband med PDT-terapi.

Den robusta designen och kraftfulla LED-ljuskällan garanterar en stor hållbarhet. Det avtagbara fästet möjliggör enkel, noggrann och snabb rengöring.



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!

www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu

Portabel

Batteridrivnen för bärbarhet och bekvämlighet

Detaljerad

Precisionsförstoringslins för detaljerade närbildsinspektioner

Digital

Smartphonehållare för bildtagning vid undersökning

Effektiv

Bländskydd och svarta draperier blockerar omgivande ljus, vilket skapar en optimal visningsmiljö

Specifikationer

Lampor	
Spektrum	UVA
Kraft	
Volt	100V - 230V, 50HZ / 60HZ
Energiförbrukning	28VA
Dimensioner	
Höjd	286mm
Bredd	129mm
Djup	44mm
Vikt	418g
Paketets innehåll	Huvudenhet, bländskydd, skärmkåpa, laddare, batteri, rengöringsduk, smartphonehållare, användarmanual



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!
www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu